

maniquick®
S W I T Z E R L A N D

Appareil de manucure et de pédicure



MQ 251

MODE D'EMPLOI



Appareil de manucure et de pédicure MQ 251

Aperçu

Introduction	03
Aperçu Accessoires	04
Manipulation de l'appareil	06
Application	07
Recommandations/avertissements	07-13
Dispositions de garantie	14-15
Cas de garantie	16
Coupon de retour	17
Mise au rebut/environnement	19
Contact	20

SINCÈRES FÉLICITATIONS !

En achetant l'appareil de manucure et de pédicure **MANIQUICK** vous vous êtes décidé(e) d'avoir la possibilité d'utiliser chez vous, confortablement et discrètement, une technologie de soin des ongles professionnelle.

L'appareil de manucure et pédicure offre de nombreuses possibilités d'utilisation et des accessoires. Veuillez lire par conséquent attentivement le mode d'emploi ci-après avant la première utilisation, notamment les consignes d'avertissement et de sécurité.

Nous vous souhaitons de connaître beaucoup de succès grâce à votre appareil de manucure et pédicure **MANIQUICK**.

Nous vous demandons à présent de lire attentivement le mode d'emploi.

Accessoires et domaines d'application en un coup d'œil :

MQ210



Pour des parties
d'ongle proéminentes

MQ211



Pour verrues plantaires
et yeux de perdrix

MQ212



Pour corne et
durillons

MQ213



Pour raccourcir les ongles
des doigts et des pieds

MQ214



Pour arrondir les ongles
des doigts et des pieds

MQ215



Enlèvement de la peau
sur le côté de l'ongle

MQ220



Enlèvement de la
corne sous les pieds

MQ221



Repousse-peaux

MQ222



Raccourcissement d'ongles
plus durs et plus épais

MQ223



Limage de la surface
des ongles des orteils

MQ224



Pour des ongles incarnés
et des restes de peau

MQ225



Pour vernis à ongle

MQ226030



Pour ongles artificiels

MQ227



Adaptateur pour
accessoires


MQ228



Protection en
plastique

Manipulation de l'appareil de manucure et pédicure :


L'appareil possède 10 niveaux de vitesse et 2 sens de rotation.



MANIPULATION : L'appareil de manucure et pédicure **MANIQUICK** est équipé d'un transformateur de 30 V/DC et est raccordé au réseau électrique. En appuyant sur les boutons respectifs, il est possible de régler la vitesse et le sens de la rotation. Facilité de changement des accessoires étant donné que l'appareil est équipé d'une fiche de raccordement automatique. Pour mettre un accessoire, vous devez l'introduire et le tourner en même temps légèrement, pour le changer vous n'avez besoin que de le tirer vers l'avant.


Utilisation et fonction des accessoires.

MQ 210 Cône feutre




Polissez des parties d'ongle proéminentes à l'aide du **cône feutre**. Vous empêchez ainsi que vos bas restent accrochés. De plus, vos ongles deviennent doux et beaux grâce à un massage régulier avec le cône en feutre.


MQ 211 Cône saphir à grains fins



Préparez les verrues plantaires et les yeux de perdrix en ponçant la peau dure à l'aide du cône saphir à grains fins.


MQ 212 Cône saphir à gros grains

Éliminer rapidement et avec douceur la corne, les durillons, la peau morte dure à l'aide du cône saphir à gros grains. Avec le cône, passez sur les zones à traiter jusqu'à ce que celles-ci deviennent douces.

MQ213 Disque saphir



Empêchez les ongles incarnés en n'utilisant plus que le disque saphir à grains fins. Renoncez aux ciseaux et pinces à ongles, car grâce à sa grande précision le disque saphir vous permet d'enlever juste ce qu'il faut. Raccourcissez les ongles des pieds et des orteils à l'aide du disque saphir à grains fins et conférez-leur une forme parfaite. En utilisant régulièrement le disque, vos ongles durcissent et deviennent moins cassants.

MQ 214 Fraise saphir



Arrondissez les bords des ongles au niveau du lit de l'ongle à l'aide de la fraise saphir.

MQ 215 Fraise flamme



Éliminer rapidement et facilement la peau morte sur le côté des ongles, à l'aide de la **fraise flamme**. Surtout nécessaire sur les doigts de pieds.

Traitez les ongles incarnés à l'aide de la **fraise flamme**.

Celle-ci vous permet d'enlever l'ongle avec douceur. Procédez par étape comme le montre l'illustration.

MQ 220 Cône saphir long



Pour enlever la corne sous les pieds. N'utiliser que sur la peau sèche.

MQ 221 Repousse-peau



Pour repousser les petites peaux qui se trouvent sur la lunule. Ramollir la peau dans un premier temps en l'humidifiant.

MQ 222 Disque saphir à gros grains



Pour raccourcir les ongles durs et épais.

MQ 223 Fraise cylindrique



Pour limer la peau épaisse des ongles des orteils.

MQ 224 Fraise aiguille



Pour éliminer les petites peaux mortes et libérer les ongles incarnés.

MQ 225 Petites brosses



Pour polir les ongles naturels et artificiels et les rendre brillants.

MQ 226030 Tube émeri



Pour façonner les ongles artificiels. Livré avec trois grosseurs de grain.

MQ 227 Mandrin universel



Pour monter les accessoires d'autres appareils.

MQ 228 Protection plastique



Protection plastique contre les poussières d'ongles. Pour la fixer, la glisser à l'avant de l'appareil.

Recommandations :

Il ne faut pas laver les pieds directement avant de les traiter avec les fraises.

Les fraises saphir n'ont pas d'effet sur la peau ramollie. C'est pourquoi il faut toujours travailler sur de la peau absolument sèche.

Nettoyez les accessoires de temps à autre avec de l'alcool à 70° ou 90° et une petite brosse. Dans un institut de soins esthétiques, il faut que ces pièces d'appareils soient stérilisés (stérilisables à la vapeur, en autoclave).

Si vous souffrez de mycoses, nous vous conseillons de commander un jeu d'accessoires supplémentaire afin de ne pas transmettre les maladies aux autres membres de votre famille.

Avertissements :

APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À L'UTILISATION DÉCRITE DANS LE MODE D'EMPLOI

Conditions d'assistance en garantie

1. La société SANICO Srl garantit l'absence de dommages mécaniques et de défauts et que le produit est complet au moment de la vente.
2. Les réparations ne peuvent être réalisées que dans des centres d'assistance agréés par SANICO Srl ou par le distributeur agréé du pays où a été acheté l'appareil.
3. La durée de la période de garantie sur les matériels et sur les défauts de fabrication et de fonctionnement est de 2 ans à compter de la date de vente, après observation préalable de toutes les indications données par le mode d'emploi par l'acheteur. Les obligations de garantie ne couvrent pas les matériaux sujets à usure : coupes à électrodes, bandes élastiques, fils électriques, etc.
4. Les réclamations sur le produit devront être présentées directement au centre d'assistance agréé. En vertu d'un accord passé avec le vendeur, le centre d'assistance est compétent pour établir la cause et la nature de la panne. Le produit ne sera remplacé que s'il ne peut pas être réparé.
5. Le propriétaire du produit devra envoyer et retirer lui-même le produit au lieu d'exécution de la réparation en garantie.
6. Le temps nécessaire pour la réparation en garantie dépendra de la gravité de la panne.
7. La responsabilité de SANICO Srl selon les termes de ces conditions de garantie se limitera au montant payé par l'acheteur pour le produit en objet de la garantie.

La garantie sur le produit ne s'applique pas dans les cas suivants :

1. certificat de garantie mal rempli ou contrefait ; numéro de série (s'il est prévu pour le produit spécifique) endommagé ou enlevé.
2. absence de documents commerciaux et financiers (ticket de caisse, bon d'accompagnement de marchandises) en mesure de prouver l'achat.
3. ouverture ou réparation du produit faites par l'acheteur ou par un centre d'assistance non agréé.
4. dommages dus à la non-observation par l'acheteur du mode d'emploi et des normes d'utilisation, de stockage et de transport du produit indiquées dans la documentation technique et normative correspondante, auquel cas il faudra spécifier les normes effectives de la documentation susdite qui ont été violées.
5. pénétration de corps étrangers ou de liquides à l'intérieur du produit.
6. présence sur le produit de dommages mécaniques internes ou externes (fêlures, signes de chute, parties ébréchées, etc.) dus à une utilisation, à une installation ou à un transport incorrects du produit.
7. éléments ou accessoires sujets à usure rapide (coupes à électrodes, bandes élastiques) ; défauts provoqués par des agents extérieurs (saleté évidente à l'extérieur et à l'intérieur, traces de corrosion).
8. dommages dus à des causes indépendantes du fabricant, telles que écarts de tension dans le secteur électrique, phénomènes ou calamités naturelles, incendie, actions d'animaux, d'insectes, etc.
9. des réclamations pour défauts constatés par l'acheteur après l'échéance de la période de garantie ou de toute autre période fixée par la législation sur la signalisation d'éventuels défauts.
10. utilisation du produit par l'acheteur non pas pour un usage personnel (domestique) mais dans un but commercial en vue d'obtenir un profit.

Modalités de restitution d'un produit défectueux

Les produits défectueux ne seront acceptés que s'ils sont propres et complets, dans leur emballage d'origine, munis de leur certificat de garantie correctement rempli et des documents commerciaux et financiers (ticket de caisse, bon d'accompagnement) en mesure de prouver l'achat. Nous vous prions de joindre à l'appareil une description du problème rencontré.

Adresse du point d'acceptation pour l'assistance en garantie :

Adressez-vous à :

www.maniquick.com

adresse électronique : info@maniquick.com tél. +39 02 90.39.00.38

Fax +39 02 90.39 02.79

Avant d'envoyer l'appareil, vous serez invité(e) à nous contacter par téléphone ou par courrier électronique pour convenir des modalités de retour.

COUPON RETOUR POUR UN ORDRE DE RÉPARATION

Produit : MQ 251 Maniquick

Numéro de série :
si présent

Date d'achat :

--	--

--	--

--	--	--	--

**Cachet du
commerçant
spécialisé :**

Nom de l'acheteur :

Rue : **N° :**

Ville: **Code postal :**

Pays:

N° de téléphone :

Adresse électronique :

Description du produit :

.....

.....

Signature :

Date :

--	--

--	--

--	--	--	--

**LA GARANTIE N'EST VALABLE QU'ACCOMPAGNÉE
DE LA FACTURE/PREUVE D'ACHAT.**

Mise au rebut :

Lors de la mise au rebut des matériaux, respectez les prescriptions locales. Pour mettre au rebut l'appareil conformez-vous à la directive sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – DEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination de ces déchets.



maniquick[®]

IMPORTATO DA :

SANICO Srl

Via G.Ferraris, 37/41

20090 Cusago (MI)

ITALIE

Tel (+39) 02.90.39.00.38 - Fax (+39) 02.90.39.02.79

info@sanicare.it - www.sanicare.it

